

Инструкция по применению медицинского изделия Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос по ТУ 21.20.23-017-64260974-2019

Регистрационное удостоверение
РЗН 2020/12010 от 22.09.2020

Описание и состав

Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос (далее – раствор, средство, изделие) представляет собой прозрачный бесцветный или слегка окрашенный вязкий раствор.

Состав: пропиленгликоль – 100 мг, декспантенол – 10 мг, гидроксизтилцеллюлоза – 8 мг, октенидина дигидрохлорид – 0,25 мг, вода для инъекций – до 1 мл.

Область применения и назначение

Область применения – оториноларингология. Средство предназначено для ухода за полостью носа.

Свойства и эффективность

Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос обладает антисептическими свойствами, эффективно увлажняет и способствует заживлению слизистой оболочки носа. Компоненты, входящие в состав средства, устраняют ощущение сухости слизистой, а структура средства обеспечивает пролонгированное увлажняющее действие, образует защитный барьер и создает отличные условия для заживления. Благодаря своим увлажняющим свойствам способствует поддержанию физиологического микроклимата и препятствует размножению бактерий. Восстановление физиологических функций слизистой способствует повышению местного иммунитета, усиливая устойчивость слизистой оболочки носа к вирусам и болезнетворным микроорганизмам.

Показания к применению

- для создания защитного антисептического барьера в носовой полости и подавления жизнедеятельности болезнетворных мультirezистентных к антибиотикам бактерий;
- для увлажнения слизистой оболочки носа;
- для ускорения регенерации слизистой оболочки полости носа после хирургических вмешательств;

- для поддержания физиологического микроклимата носовой полости.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением средства при беременности и в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам раствора.
Детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Используйте Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос по мере необходимости, не более двух раз в день или согласно предписанию врача.

Перед применением раствора очистите полость носа. Для этого желательно использовать промывание (орошение) полости носа изотоническим раствором морской воды.

С помощью пипетки нанесите 1-3 капли раствора на слизистую оболочку полости носа, равномерно распределяя раствор. Закройте ноздри, зажав их по бокам, и помассируйте с помощью пальцев. Это гарантирует равномерное распределение средства. При необходимости удалите избыток раствора с помощью салфетки.

Меры предосторожности при применении

Во избежание нанесения вреда не наносить раствор на хрящевые ткани, в глаза и в ушную полость. Не следует применять раствор слишком глубоко в носу.

Не использовать средство в случае повышенной чувствительности к компонентам раствора. Не использовать Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос непрерывно в течение более двух недель без контроля врача. Не применять внутрь.

Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения пипетки флакона с посторонними предметами.

Не использовать средство в случае нарушения целостности упаковки.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не выявлено.

Взаимодействие с другими средствами

Не использовать совместно с йодсодержащими антисептиками из-за возможности выраженного изменения цвета кожи на смежных участках от коричневого до фиолетового.

В случае применения вышеперечисленных или других средств, перед применением средства МестаМидин®-нос проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не выявлено.

Форма выпуска

По 10 мл во флакон стеклянный, укупоренный крышкой с пипеткой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Маркировка



Не использовать при повреждении упаковки.



Обратитесь к инструкции по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 2 °С до + 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона – 1 месяц.

Не применять после окончания срока годности!

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре не ниже + 2 °С и не выше + 25 °С.

Производитель/Организация, принимающая претензии/Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Гротекс», Россия
195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А
Тел.: +7 812 385 47 87
Факс: +7 812 385 47 88
www.solopharm.com
www.mestamidinlor.ru

Основные технические и функциональные характеристики медицинского изделия

Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос выпускается по ТУ 21.20.23-017-64260974-2019 с соблюдением международных и национальных стандартов.

Средство является нестерильным.

Первичная упаковка изделия состоит из флакона стеклянного (ФСЗ 2009/04476 от 29.12.2018; ФСР 2011/11414 от 28.10.2015; ФСЗ 2010/08241 от 19.11.2010), укупоренного крышкой с пипеткой (ФСЗ 2011/09993 от 22.06.2011; ФСЗ 2009/04623 от 24.06.2009).

Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Применять изделие рекомендуется индивидуально.

Средство предназначено для самостоятельного применения в домашних условиях, а также для использования в медицинских учреждениях.

Гарантийные обязательства

Данное изделие разработано, произведено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований.

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока годности при соблюдении целостности упаковки и условий хранения.

Порядок осуществления утилизации

Утилизировать медицинское изделие (в том числе неиспользованный раствор) в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).